



Vaganje krvi tijekom uzorkovanja

Koliko krvi pokazuje vaga?

1 mL pune krvi $\approx$ 1,06 g

Prije početka uzorkovanja stavite vrećicu s antikoagulansom na vagu i **tarirajte vagu na nulu**. Tijekom prikupljanja potrebno je miješati vrećicu svakih 15ak sekundi i pratiti masu *dodane krvi*.

Prikupljena krv	Očitanje na vagi
405 mL – donja granica	429 g
450 mL – ciljna količina	477 g
495 mL – gornja granica	525 g

 **Ciljajte 477 g.** Za standardnu vrećicu namijenjenu prikupljanju 450 mL krvi dopušteno odstupanje od ± 10 % odgovara rasponu **405–495 mL**. Taj raspon održava predviđeni omjer krvi i antikoagulansa.

Važno: provjerite kako je vaga tarirana!

Brojka **477 g** odnosi se samo na prikupljenu krv. Ako ste prije uzorkovanja stavili vrećicu s antikoagulansom na vagu i tarirali je na **0 g**, zaustavite prikupljanje kada vaga pokaže **477 g**.

Ako vagu **niste tarirali s praznom vrećicom**, tada prvo izvažite praznu vrećicu s antikoagulansom. Njezinu masu pribrojite ciljnoj masi krvi: **masa prazne vrećice s antikoagulansom + 477 g = ciljano očitavanje na vagi**. *Primjerice, ako vrećica s antikoagulansom teži 95 g, ciljano očitavanje je 572 g.*

Ako je krv prikupljena otvorenim sustavom, zabilježite vrijeme uzorkovanja. **Najbolje je krv upotrijebiti odmah**. Ako se neće odmah upotrijebiti, pohranite je u hladnjak na **1–6 °C** i upotrijebite **unutar 24 sata od uzorkovanja**. Ako se neće upotrijebiti kao puna krv, o mogućnosti pripreme smrznute plazme kontaktirati Banku krvi VEF.